









Suturas No Absorbibles

Sutura Nylon 3-0 627H 2-0 Metric - 75CM KS 60MM STRAIGHT REVERSE CUTTING Blue Monofilament aguja recta (punta cortante) MPPS N° 45228



### **Descripcion**

Monofilamento, Poliamida 6 poliamida 6/6 de color azul especialmente diseñadas para proporcionar una excelente resistencia y durabilidad.

Su superficie lisa minimiza la fricción, facilitando el paso a través de los tejidos con menor riesgo de trauma, mientras que su alta resistencia a la tracción asegura un cierre seguro y duradero.



#### **Indicaciones**

Estas suturas no absorbibles, monofilamento, son ideales para cierres de piel y tejidos blandos en diversas cirugías.

Debido a su alta resistencia sirve especialmente para suturas muy finas en microcirugía y oftalmología



#### Accion

Fáciles de manejar y con gran capacidad de anudado, las suturas de nylon No. 1 son una opción confiable para cirujanos que buscan precisión y control.



### **Esterilidad**

Determinacion de esterilidad

Parametros evaluados. Resultado. Especificacion Metodo Cumple. Cumple. Cultivo Soya caseina.

Cultivo Tloglicato. Cumple. Cumple.

#### Presentacion






#### Certificados











Material: Nylon




CUTTING

#### Nylon Monofilamento

Color hebra	Azul
Fuerza de tension	Alta
Absorbible	No
Origen	Sintetico
Sistema metrico	2
UPS	3-0






- · Yolmarheriquez@gruposaherma.com
- Sahermaca.ventas@gmail.com
  - Sahermaventas@gmail.com













Suturas No Absorbibles Nylon 2-0

Sutura Nylon 2-0 628H 3-0 Metric - 75CM KS 60MM STRAIGHT REVERSE CUTTING Blue Monofilament aguja recta (punta cortante) MPPS N° 45228



# **Descripcion**

Monofilamento, Poliamida 6 poliamida 6/6 de color azul especialmente diseñadas para proporcionar una excelente resistencia y durabilidad.

Su superficie lisa minimiza la fricción, facilitando el paso a través de los tejidos con menor riesgo de trauma, mientras que su alta resistencia a la tracción asegura un cierre seguro y duradero.



#### **Indicaciones**

Estas suturas no absorbibles, monofilamento,

son ideales para cierres de piel y tejidos blandos en diversas cirugías.

Debido a su alta resistencia sirve especialmente para suturas muy finas en microcirugía y oftalmología



#### Accion

Fáciles de manejar y con gran capacidad de anudado, las suturas de nylon No. 1 son una opción confiable para cirujanos que buscan precisión y



### **Esterilidad**

Determinacion de esterilidad

Parametros evaluados. Resultado. Especificacion Metodo

Cultivo Soya caseina. Cumple. Cumple. Nvc120482

Cultivo Tloglicato. Cumple. Cumple.

#### Presentacion

- Caja de cartón primario.
   1 máster x 50 caias carton




#### Certificados
















- Yolmarheriquez@gruposaherma.com
- Sahermaca.ventas@gmail.com
- Sahermaventas@gmail.com



















Nylon Monofilamento

# **Suturas**

Suturas No Absorbibles

# Nylon 2-0

Sutura Nylon 2-0 164T CTI 3-0 2.0 Metric - 45CM 3/8 CIRCLE REVERSE CUTTING 26MM aguja curva (punta cortante)
Registro Sanitario MPPS N° 45228



Color hebra

Fuerza de

Absorbible

Sistema metrico

tension

Origen

**UPS** 



Azul

Alta

No

3

SUTURA NYLON MONO

Care & Health,

STERLE ED & & A

2-0

Sintetico



### **Descripcion**

Monofilamento, Poliamida 6 poliamida 6/6 de color azul especialmente diseñadas para proporcionar una excelente resistencia y durabilidad.

Su superficie lisa minimiza la fricción, facilitando el paso a través de los tejidos con menor riesgo de trauma, mientras que su alta resistencia a la tracción asegura un cierre seguro y duradero.



### **Indicaciones**

Estas suturas no absorbibles, monofilamento, son ideales para cierres de piel y tejidos blandos en diversas cirugías.

Debido a su alta resistencia sirve especialmente para suturas muy finas en microcirugía y oftalmología



#### Accion

Fáciles de manejar y con gran capacidad de anudado, las suturas de nylon No. 1 son una opción confiable para cirujanos que buscan precisión y



#### **Esterilidad**

Determinacion de esterilidad

Parametros evaluados. Resultado. Especificacion Metodo Cultivo Soya caseina. Cumple. Cumple.

Cultivo Tloglicato. Cumple. Cumple.

#### Presentacion


- Caja de cartón primario.
   Master x 50 cajas carton.




### Certificados




















www.gruposaherma.com























Nylon Monofilamento

### **Suturas**

Suturas No Absorbibles

Nylon 4-0

Sutura Nylon 4-0 14502 1,5 Metric -45 CM 3/8 CIRCLE REVERSE CUTTING 19MM SC-20 aquia curva (punta cortante)

Registro Sanitario MPPS N° 45228



Color hebra

Fuerza de

Absorbible

Sistema metrico

tension

Origen

**UPS** 



Azul

Alta

No

1,5

4-0

SUTURA NYLON MONOFILAMENT

STERILE ED (2) (3) (4) (A)

Sintetico

### **Descripcion**

Monofilamento, Poliamida 6 poliamida 6/6 de color azul especialmente diseñadas para proporcionar una excelente resistencia y durabilidad.

Su superficie lisa minimiza la fricción. facilitando el paso a través de los tejidos con menor riesgo de trauma, mientras que su alta resistencia a la tracción asegura un cierre seguro y duradero.



#### **Indicaciones**

Estas suturas no absorbibles, monofilamento, son ideales para cierres de piel y tejidos blandos en diversas cirugías.

Debido a su alta resistencia sirve especialmente para suturas muy finas en microcirugía y oftalmología



### Accion

Fáciles de manejar y con gran capacidad de anudado, las suturas de nylon No. 1 son una opción confiable para cirujanos que buscan precisión y



#### **Esterilidad**

Determinacion de esterilidad

Parametros evaluados. Resultado. Especificacion Metodo

Cultivo Soya caseina. Cumple. Cumple.

Cultivo Tloglicato. Cumple. Cumple.

#### Presentacion

- Caja de cartón primario.
   1 máster x 50 cajas carton
- Carton secundario
   Caja individual color blanco
   12 sobres de suturas





#### Certificados







ertencia.
E PRODUCTO NO DEBE SER RE ESTERILIZADO.

caja de la sutura estuviese dañada, este debe ser descartada.

suturas SH Care and Health deben ser almacenadas en un lugar se
ser expuestas a la luz directa del sol o a temperaturas extremas.

ervar cuidadosamente la fecha de expiración.

ido a que este es ún material de sutura absorbible, el uso de sutur


erá ser considerado por el cirujano en caso de cierre del abdomen.

es sujetas a expansión o que requieren apoyo adicional.









Sahermaventas@gmail.com



www.gruposaherma.com

@gruposaherma









Suturas No Absorbibles

# Nvlon 3-0

Sutura Nylon 3-0 163T CTI 3-0 2.0 Metric - 45CM 3/8 CIRCLE REVERSE CUTTING 24MM aquia curva (punta cortante)

Registro Sanitario MPPS Nº 45228



# **Descripcion**

Monofilamento, Poliamida 6 poliamida 6/6 de color azul especialmente diseñadas para proporcionar una excelente resistencia y durabilidad.

Su superficie lisa minimiza la fricción, facilitando el paso a través de los tejidos con menor riesgo de trauma, mientras que su alta resistencia a la tracción asegura un cierre seguro y duradero.



### Indicaciones

Estas suturas no absorbibles, monofilamento, son ideales para cierres de piel y tejidos blandos en diversas cirugías.

Debido a su alta resistencia sirve especialmente para suturas muy finas en microcirugía y oftalmología



#### Accion

Fáciles de manejar y con gran capacidad de anudado, las suturas de nylon No. 1 son una opción confiable para cirujanos que buscan precisión y



#### **Esterilidad**

Determinacion de esterilidad

Parametros evaluados. Resultado. Especificacion Metodo

Cultivo Soya caseina. Cumple. Cumple.

Cultivo Tloglicato. Cumple. Cumple.

#### Presentacion

- Caja de cartón primario.
   1 máster x 50 cajas carton




#### Certificados









tencia.

PRODUCTO NO DEBE SER RE ESTERILIZADO.

aja de la sutura estuviese dañada, este debe ser descartada.

uturas SH Care and Health deben ser almacenadas en un lugar seco,

er expuestas a la luz directa del sol o a temperaturas extremas.

var cuidadosamente la fecha de expiración.

lo a que este es un material de sutura absorbible, el uso de suturas suplementarias no absorbentes


á ser considerado por el cirujano en caso de cierre del abdomen, el pecho, las articulaciones u otras


s sujetas a expansión o que requieren apoyo adicional.




#### 414-1683800 - 4146259204 0 0 0 0 0


- Yolmarheriquez@gruposaherma.com
- Sahermaca.ventas@gmail.com
- Sahermaventas@gmail.com








Material: Nylon



DFS-1

REVERSE



SUTURA MONONYLON
SUTURE NO ABSORBABLE

Care & Health SHIST MPPS BAJO EL Nº 45.228 SHIST MPPS BAJO EL Nº 45.228 STERLE (B) (B) (A)







Suturas No Absorbibles

# **POLYPROPILENE 1 30"**

Sutura Ppropylene 130" 4 Metric - 75CM 3/8 CIRCLE ROUND BODIED 36MM aguja curva (punta cortante) Registro Sanitario MPPS Nº 45228



### **Descripcion**

Es un esteorímero cristalino isotáctico de un polímero carbohidrato lineal que no contiene casi saturación. Debido a esto es mucho más flexible que otras suturas y de fácil manejo. Es inerte, no se degrada y retiene una alta fuerza tensil a nivel tisular.



#### **Indicaciones**

Está indicada para el cierre cutáneo y en general, aproximación y ligadura de tejidos blandos. Sus ventajas son una alta fuerza de tensión, una mínima reacción tisular, y permite una retirada fácil de los tejidos. Los inconvenientes incluyen alta plasticidad, alto precio y mayor dificultad de uso que las suturas habituales de nylon.



#### Accion

Desencadena una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conjuntivo fibroso. No es absorbible, ni está sujeto a la degradación o pérdida de resistencia causada por la acción de las enzimas del



### **Esterilidad**

Cultivo Soya caseina.

Determinacion de esterilidad

Cumple.


Resultado. Especificacion Metodo Parametros evaluados. Cumple.

Cultivo Tloglicato. Cumple. Cumple.

#### Presentacion

- Caja de cartón primario. 1 máster x 50 cajas carton
- Carton secundario
   Caja individual color blanco
   12 sobres de suturas





#### Nylon Monofilamento

Color hebra	Azul
Fuerza de tension	Alta
Absorbible	No
Origen	Sintetico
Sistema metrico	4
UPS	1-30"












Nvc120482



















www.gruposaherma.com







Suturas No Absorbibles

### **POLYPROPILENE 2-0**

Sutura Ppropylene 2-0 3 Metric - 45CM 3/8 CIRCLE REVERSE CUTTING 26MM aguja curva (punta cortante)

Registro Sanitario MPPS Nº 45228



Color hebra

Fuerza de



Azul

Alta



### **Descripcion**

Es un esteorímero cristalino isotáctico de un polímero carbohidrato lineal que no contiene casi saturación. Debido a esto es mucho más flexible que otras suturas y de fácil manejo. Es inerte, no se degrada y retiene una alta fuerza tensil a nivel tisular.



#### **Indicaciones**

Está indicada para el cierre cutáneo y en general, aproximación y ligadura de tejidos blandos. Sus ventajas son una alta fuerza de tensión, una mínima reacción tisular, y permite una retirada fácil de los tejidos. Los inconvenientes incluyen alta plasticidad, alto precio y mayor dificultad de uso que las suturas habituales de nylon.



#### Accion

Desencadena una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conjuntivo fibroso. No es absorbible, ni está sujeto a la degradación o pérdida de resistencia causada por la acción de las enzimas del



### **Esterilidad**

Determinacion de esterilidad

Parametros evaluados. Resultado. Especificacion Metodo Cultivo Soya caseina. Cumple. Cumple.

Cultivo Tloglicato. Cumple. Cumple.

#### Presentacion

- Caja de cartón primario.
   1 máster x 50 cajas carton
- Carton secundario
   Caja individual color blanco
   12 sobres de suturas





Nylon Monofilamento



























@gruposaherma www.gruposaherma.com







Suturas No Absorbibles

#### SEDA-SILK NEGRA

Sutura SEDA-SILK NEGRA 1 4 Metric - 75CM 1/2 CIRCLE REVERSE CUTTING 36MM aguja curva (punta cortante)

Registro Sanitario MPPS Nº 45228



### **Descripcion**

La sutura quirúrgica de seda no es absorbible y es estéril, hecha a base de un polímero orgánico de fibroína. Esta proteína se obtiene a partir del tipo bombisis mori domesticado de la familia bombisida. La cera y la goma, que forman parte natural de la sutura de seda fueron eliminadas por procesamiento. Esta sutura tiene una estructura trenzada de USP 7/0 o más. Esta sutura está disponible en formato retorcido o trenzado en un rango USP 7/0 y 8/0. La sutura quirúrgica de seda está teñida de nego y recubierta con cera o silicona. El agente de coloración negro es hemateína HCK



### **Indicaciones**

Las suturas quirúrgicas de seda se usan generalmente para recubrir y pegar tejidos blandos en aplicaciones de cirugía cardiovascular, oftalmológica y neurológica.



#### Accion

resistencia a la tracción, flexibilidad y fácil realización y seguridad de los nudos




#### **Esterilidad**

Determinacion de esterilidad

Parametros evaluados.	Resultado	o. Especific	acion Metodo
C <u>ultivo Soya caseina.</u>	Cumple.	Cumple.	Nvc120482
Cultivo Tloglicato.	Cumple.	Cumple.	







#### Presentacion

Caja de cartón primario.
 1 máster x 50 cajas carton

Carton secundario
 Caja individual color blanco
 12 sobres de suturas

#### Nylon Monofilamento

Color hebra	Azul
Fuerza de tension	Alta
Absorbible	No
Origen	Sintetico
Sistema metrico	4
UPS	1






















- Sahermaca.ventas@gmail.com
- Sahermaventas@gmail.com















#### **Suturas SH**

Suturas Absorbibles

Sutura vicryl 1

J341 CTI 4 Metric - 70CM 1/2 CIRCLE ROUND BODIED 36MM aguja curva (punta cónica)

Registro Sanitario MPPS N° 45287



#### **Descripcion**

La Sutura de Poliglactina (PGE) es un material multifilamento, sintético, absorbible y estéril, compuesto de poliglactina 910, glicolido y láctico. Los hilos están trenzados y recubiertos con caprolactona/glicólico y calcio estearoil lactilato. Vienen en color violeta y medidas USP 10/0 a USP 3, cumpliendo con los estándares internacionales y de la



#### **Indicaciones**

La Sutura de Poliglactina (PGE) está indicada para su uso en cirugía general , tejidos blandos, incluido cirugía oftálmica.



#### Accion

Las Suturas SH Care and Health contienen una alta días, después de la absorción por hidrolisis, el compolimetro se degrada en acido glicólico, el cual se absorbido por el organismo entre 56-70 días.



#### **Esterilidad**

Determinacion de esterilidad

Parametros evaluados.	Resultado.	Especificacion	Metodo.
Cultivo Soya caseina.	Cumple	Cumple	Nvc120482
Cultivo Tloglicato.	Cumple	Cumple	





#### Presentacion

Caja de cartón primario. 1 máster x 50 cajas carton secundario.

Carton secundario Caja individual color blanco contiene 12 sobres de suturas

Aspecto	Integro, libre de materias extrañas y/o defectos físicos posibles	
Color de la hebra	violeta	
Medida de la hebra	Métrica: 4 Calibre USP: 1	
Longitud de la hebra (cms)	70 ( 95% de lo declarado en la etiqueta)	
Clasificación (pto.4)	Absorbible Animal	
Diámetro de la hebra (mm):	0,590 0,50 - 0,599	



Certificados









Advertencia.

ESTE PRODUCTO NO DEBE SER RE ESTERILIZADO.
Si la caja de la situtra estuviese dañada, este debe ser descartada.
Las suturas SH Care and Health deben ser almacenadas en un lugar seco,
y no ser expuestas a la luz directa del sol o a temperaturas extremas.
Observar cuidadosamente la fecha de expiración.
Debido a que este es un material de sutura absorbible, el uso de suturas suplementarias no absorbentes
debera ser considerado por el cirujano en caso de cierre del abdomen, el pecho, las articulaciones u otras
partes sujetas a expansión o que requieren apoyo adicional.





414-1683800 -414625924

 Yolmarheriquez@gruposaherma.com · Sahermaca.ventas@gmail.com · Sahermaventas@gmail.com







#### **Suturas SH**

Suturas Absorbibles

### **SUTURAS CROMICO 1** CROMICO 0

J341 CT1 4 Metric - 70CM 1/2 CIRCLE ROUND BODIED 36 MM aguja curva (punta sanitario.MPPS N° 45232 cónica) Registro



#### **Descripcion**

La Sutura CATGUT CROMICO SH es una sutura monofilamento, esteril y absorbible compuesta de colageno purificado derivado de la capa serosa de res ò de la capa fibrosa submucosa de los intestinos de Oveja Esta sutura pasa por una fase de cromado lineal y es tratada con glicerina, ademas con soluciones de sal cromada, se mantienen por mas tiempo yposeen una mayor resistencia de absorcion, mayor que las de catgut simple.



Indicaciones
La sutura CROMICO CATGUT SH , son indicadas para uso en cirugia general.

Son apropiadas para serr usadas en tejidos blandos y ligaduras, incluyendo usos en procedimientos oftalmologicos, pero no son indicados para tejidos cardiovasculares ni neurologicos.



#### Accion

SH Care and Health contienen una alta fuerza de tensión inicial, la cual se retiene hasta por 28 días, después de la absorción de procesos degestivos enzimaticos disuelve la hebra quirirgica . El proceso de digestion se completa en 90 dias.



#### **Esterilidad**

#### Determinacion de esterilidad

<u>Parametros evaluados.</u>	Resultado.	<u>Especificacion</u>	Metodo.
Cultivo Soya caseina.	Cumple	Cumple	Nvc120482
Cultivo Tloglicato.	Cumple	Cumple	



40 mm, 1/2 circle



#### Presentacion

- · Caja de cartón primario. 1 máster x 50 cajas carton
- Carton secundario Caja individual color blanco 12 sobres de suturas

Aspecto	Integro, libre de materias extrañas y/o defectos físicos posibles	
	Marrón oscuro	
Medida de la hebra	Métrica: 5 Calibre USP: 1	
	73 ( 95% de lo declarado en la etiqueta)	
Clasificación (pto.4)	Absorbible Animal	
	0,590 0,50 - 0,599	
Resistencia de la tensión (Kgf) (5.2)	De la hebra: 5,12 min. 3,80	
	De la unión Hebra-Aguja: 3,940	



Certificados







Advertencia.

ESTE PRODUCTO NO DEBE SER RE ESTERILIZADO.


SI la caja de la sutura estuviese dañada, este debe ser descartada.

Las suturas SH Caïe and Health deben ser almacenadas en un lugar s
y no ser expuestas a ja la juz directa del sol o a temperaturas extremas.

Observar cuidadosamente la fecha de expiración.


Debido a que este es un material de sutura absorbible, el uso de suturas suplementarias no absorbentes deberá ser considerado por el cirujano en caso de cierre del abdomen, el pecho, las articulaciones u otras partes sujetas a expansión o que requieren apoyo adicional.














www.gruposaherma.com





